



Andningsbar och välpassande operationsmössa med nackresår i två olika färger.

Produkterna, som är onesize, är förpackade i en praktisk låda vilket gör det lätt för användaren att ta produkterna en efter en.

## Material

PP-fiberduk

## Förpackningsstorlek

100 st/låda

## Avsedd användning

Sjukvård

## Bruksanvisning

**Operationsmössa med nackresår:** Ta på dig operationsmössan genom att dra mössan över huvudet ner till nacken. Se till att håret och öronen är täckta. Kasta den använda operationsmössan efter avlägsnande.

**Operationsmössa, hjälmmodell med knytband:** Klä operationsmössan på dig genom att dra mössan över huvudet ner till axel. Se till att håret och öronen är täckta. Knyt mössan bakom huvudet med knytband. Kasta bort den använda operationsmössan efter avlägsnande.

## Säkerhet

Operationsmössan är avsedd för engångsbruk och efter användning kasseras med blandavfall.

## Förvaringsinstruktioner

Förvaras torrt och skyddad från solljus. Förvaringstemperatur under 40°C. Luftfuktighet mindre än 80%.

## Tillverkningsland

Kina

## Importör

Berner Oy

## Distributör

Bröderna Berner AB, Berner Medical

## Bea Pro Operationsmössa, hjälmmodell med knytband, grön

Artikelnummer: 15841176

## Bea Pro Operationsmössa, hjälmmodell med svettband, knytband och dok, blå

Artikelnummer: 15842329

## Bea Pro Operationsmössa, nackresår, blå

Artikelnummer: 15841177

## Bea Pro Operationsmössa, nackresår, rosa

Artikelnummer: 15841602

20220223